

Wb 및 Elisa용 항-보체 C3 토끼 Polymab - P01024 / P01027

품목 번호: CM0009045



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 보체 C3(C3, ASP, C3a, C3b)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 C3와 반응합니다. 보체 연쇄반응 연구, 염증 연구 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	보체 C3 토끼 PolymAb®
비고/별칭	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
종	인간/마우스
GeneID (인간)	718
GeneID	718/12266
면역원	인간/마우스 보체 C3(NP_033908.2)의 아미노산 1364-1663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01024/P01027
단백질 분자량	186kDa
배송	아이스팩