


Anti-Complement C4A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P0C0L4

품목 번호: CM0010197



소개

사람 Complement C4A (SWISS: P0C0L4)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로트(Western blot), 면역형광(IF-P), ELISA 실험에 대해 검증되었습니다. 고전적 보체 경로 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Complement C4A Rabbit mAb
비고/별칭	C4; RG; C4S; CO4; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; Complement C4A
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	720
유전자 ID	720
면역원(Immunogen)	사람 Complement C4A (P0C0L4)의 아미노산 940-1237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P0C0L4
단백질 분자량	193kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)