

Wb, Elisa용 보체인자 B (Cfb) 토끼 다클론 항체 - P00751

품목 번호: CM0017240



소개

인간 보체인자 B (CFB)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, 보체 경로 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	보체인자 B (CFB) 토끼 pAb
비고/별칭	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; 보체인자 B (CFB)
종	인간
GeneID (인간)	629
GeneID	629
면역원	인간 보체인자 B (CFB) (NP_001701.2)의 아미노산 80-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P00751
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스 팩