

Wb, If/Icc, Elisa용 보체 인자 B(Anti-Complement Factor B) 폴리클로널 항체 - P00751

품목 번호: CM0021491



소개

인간 보체 인자 B(Complement factor B, CFB, P00751)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 대체 보체 경로, 선천성 면역 및 관련 질병 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	보체 인자 B(Complement factor B) 토끼 pAb
비고/별칭	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFB; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; 보체 인자 B(Complement factor B, CFB)
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	629
GeneID	629
면역원(Immunogen)	인간 보체 인자 B(Complement factor B, NP_001701.2)의 아미노산 26-764에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P00751
단백질 분자량(Protein Weight)	86kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)