


Anti-Complement Factor D 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P00746

품목 번호: CM0007445



소개

Western blot 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 토끼 항-인체 Complement factor D(Adipsin) 단일클론 항체입니다. 27kDa 단백질 무게의 분비형 세린 프로테아제를 표적으로 하며, 보체 대체 경로(alternative complement pathway) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Complement factor D 토끼 mAb
비고/별칭	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Complement factor D
종	인체 (Human)
GeneID (인체)	1675
GeneID	1675
면역원	인체 Complement factor D 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	P00746
단백질 무게	27kDa
배송	아이스팩