


Anti-Complement Factor D Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P00746

품목 번호: CM0023486



소개

인간 Complement factor D (Adipsin/CFD)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 대체 보체 경로, 선천 면역 및 염증성 질환 연구에 적합합니다. 27 kDa 분비 세린 프로테아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Complement factor D Rabbit pAb
비고/별칭	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Complement factor D
종	인간
GeneID (Human)	1675
GeneID	1675
면역원	재조합 단백질 인간 Complement factor D (NP_001919.2)의 아미노산 26-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00746
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백