

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 안티-컴플리먼트 팩터 H 토끼 단일클론 항체 - P08603

품목 번호: CM0009954



소개

인간 컴플리먼트 팩터 H(CFH)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 분자량 139kDa. 컴플리먼트 조절, 선천성 면역 및 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	컴플리먼트 팩터 H 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	FH; HF; HFI; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
종	인간
유전자 ID (인간)	3075
유전자 ID	3075
면역원	합성 펩타이드 인간 컴플리먼트 팩터 H(P08603)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08603
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스백