


Wb용 항-보체 인자 H 토끼 다클론 항체 - P08603

품목 번호: CM0017931



소개

보체 대체 경로의 주요 가용성 억제자인 보체 인자 H를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 랫드에서 WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 예측 분자량은 139kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	보체 인자 H 토끼 다클론 항체
비고/별칭	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; 보체 인자 H
종	인간
유전자 ID (인간)	3075
유전자 ID	3075
면역원	인간 보체 인자 H(NP_004485.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	P08603
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스팩