


Anti-Complement Factor H Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08603

품목 번호: CM0022488



소개

인간 Complement factor H (CFH)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 랫트와 교차 반응. 보체 대체 경로 조절 및 연령 관련 황반변성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Complement factor H Rabbit pAb
비고/별칭	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
종	인간
유전자 ID (인간)	3075
유전자 ID	3075
면역원	인간 Complement factor H (NP_000177.2)의 아미노산 19-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P08603
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스백