


Wb 및 Elisa용 Anti-Comt 토끼 단일클론 항체 - P21964

품목 번호: CM0010150



소개

인간 COMT (catechol O-methyltransferase)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 예상 분자량은 30 kDa입니다. 신경전달물질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COMT Rabbit mAb
비고/별칭	HEL-S-98n; COMT
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1312
유전자 ID	1312
면역원	합성 펩타이드; 인간 COMT (P21964)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P21964
단백질 무게	30kDa
배송	아이스 백(Ice bag)