


Wb, Elisa용 항Comt 토끼 다클론 항체 - P21964

품목 번호: CM0027828



소개

인간 COMT(카테콜 O-메틸트랜스퍼라제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 카테콜아민 대사 및 신경전달물질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COMT 토끼 pAb
비고/별칭	HEL-S-98n; COMT
종	인간
유전자ID (인간)	1312
유전자ID	1312
면역원	인간 COMT(NP_009294.1)의 아미노산 42-221번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21964
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백