


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Comt 토끼 다클론 항체 - P21964

품목 번호: CM0021102



소개

인체, 마우스, 랫드 대상 WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 카테콜 O-메틸트랜스퍼라제(COMT) 토끼 다클론 항체입니다. 신경전달물질 대사 연구에 이상적입니다 - P21964.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] COMT 토끼 pAb
비고/별칭	HEL-S-98n; [KD 검증 완료] COMT
종	인체
GeneID (인체)	1312
GeneID	1312
면역원	인체 COMT(NP_000745.1)의 51-271 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	P21964
단백질 무게	30kDa
배송	아이스팩