


웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Connexin 43 단일클론 항체 - P17302

품목 번호: CM0007044



소개

웨스턴 블롯, ELISA 검증된 토끼 단일클론 Connexin 43 항체. 인간, 마우스, 래트에 반응. 세포간 신호 전달 및 선천성 면역에 중요한 갭 접합 알파-1 단백질을 표적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Connexin 43 Rabbit mAb
비고/별칭	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
종	인간
GeneID (인간)	2697
GeneID	2697
면역원	인간 Connexin 43 (NP_000156.1)의 아미노산 300-382 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17302
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스백