


Wb, Elisa용 Anti-Connexin 43 다클론 항체 - P17302

품목 번호: CM0023271



소개

사람 Connexin 43 (Cx43/GJA1)을 표적하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 갭 접합(Gap junction) 생물학 및 항바이러스 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Connexin 43 Rabbit pAb
비고/별칭	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2697
GeneID	2697
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 Connexin 43 (NP_000156.1)의 아미노산 283-382 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클론 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P17302
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)