


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-커넥신 43 토끼 다클론 항체 - P17302

품목 번호: CM0013551



소개

인간 커넥신 43(Cx43, GJA1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 갭 정션, 심장 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	커넥신 43 토끼 pAb
비고/별칭	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; 커넥신 43
종	인간
유전자 ID (인간)	2697
유전자 ID	2697
면역원	인간 커넥신 43(NP_000156.1)의 아미노산 233-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P17302
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스 팩