


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Connexin 43 Rabbit Polymab® - P17302

품목 번호: CM0006324



소개

사람, 마우스, 랫트 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA용 Connexin 43 Rabbit PolymAb® (P17302). 갭 접합 및 선천성 면역 연구를 위한 고품질 단일클론 항체. 신뢰할 수 있는 IVD 원료.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Connexin 43 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
종	사람(Human)
GeneID (사람)	2697
GeneID	2697
면역원	합성 펩타이드 사람 Connexin 43 (NP_000156.1)의 아미노산 300-382 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17302
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩