


Wb 및 Elisa용 항콘택틴 2 단클론 항체 - Q02246

품목 번호: CM0010416



소개

인간 콘택틴-2에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 축삭 도메인 및 세포 접착에 대한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	콘택틴 2 토끼 mAb
비고/별칭	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
종	인간
유전자 ID (인간)	6900
유전자 ID	6900
면역원	합성 펩티드 - 인간 콘택틴 2 (Q02246)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q02246
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스백