


Anti-Contactin 2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q02246

품목 번호: CM0027589



소개

인간 Contactin 2 (TAG-1/TAX-1)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 축삭 도메인 조직 및 세포 접착에 관여하는 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Contactin 2 Rabbit pAb
비고/별칭	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
종	인간
유전자 ID (인간)	6900
유전자 ID	6900
면역원	재조합 단백질 인간 Contactin 2 (NP_005067.1)의 아미노산 785-1012에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q02246
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백