

Wb 및 Elisa용 Anti-Copa 폴리클로날 항체 - P53621

품목 번호: CM0021536



소개

인간 COPA (코아토머 서브유닛 알파)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. COPI 소포 운송 및 골지체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	COPA Rabbit pAb
비고/별칭	AILJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
종	인간
GeneID	1314
면역원	합성 펩타이드 (인간 COPA의 aa 550-650, NP_001091868.1)
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P53621
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백