

Wb, Elisa용 Anti-Copb2 Rabbit Monoclonal Antibody - P35606

품목 번호: CM0002348

소개

COPB2에 대한 Rabbit monoclonal 항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스의 ER-골지체 수송에 관여하는 102kDa 크기의 코트머 서브유닛 베타'(coatomer subunit beta')인 COPB2를 검출합니다. 세포 내 물질 수송 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COPB2 Rabbit mAb
비고/별칭	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	9276
면역원	인간 COPB2 (NP_004757.1)의 아미노산 657-906에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체원	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35606
단백질 분자량	102kDa
배송 조건	아이스백