


Anti-Copb2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P35606

품목 번호: CM0006747



소개

인간 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-COPB2 토끼 단일클론 항체. 골지체-소포체 역방향 수송에 중요한 COPI 소포의 주요 구성 요소인 코트머 서브유닛 베타'-COP (p102)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COPB2 Rabbit mAb
비고/별칭	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
종	인간
GeneID (Human)	9276
GeneID	9276
면역원	인간 COPB2 (NP_004757.1)의 아미노산 657-906에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35606
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백