


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Copb2 Rabbit Polyclonal Antibody - P35606

품목 번호: CM0030066



소개

COPB2를 표적하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 래트의 COPB2(~102 kDa)를 검출합니다. 골지체 수송 및 단백질 운반에서 코아토머 복합체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COPB2 Rabbit pAb
비고/별칭	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
종	사람
유전자 ID (사람)	9276
유전자 ID	9276
면역원	사람 COPB2 (NP_004757.1)의 아미노산 657-906 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 래트
SWISS	P35606
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백