

Wb 및 Elisa용 Anti-Cope Rabbit Polyclonal Antibody - O14579

품목 번호: CM0017304



소개

인간 COPE(epsilon-COP)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. COPI 소포 수송 및 골지체 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COPE Rabbit pAb
비고/별칭	epsilon-COP; COPE
종	인간
GeneID (인간)	11316
GeneID	11316
면역원	인간 COPE (NP_009194.2)의 아미노산 1-308에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14579
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백