

Anti-Copg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y678

품목 번호: CM0017689



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA용 COPG1 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트 COPG1(코아토머 서브유닛 감마-1, ~98 kDa)와 반응합니다. 골지 수송 및 COPI 소포 연구에 신뢰할 수 있습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	COPG1 Rabbit pAb
비고/별칭	COPG; COPG1
종	인간
유전자 ID (인간)	22820
유전자 ID	22820
항원	인간 COPG1 (NP_057212.1)의 아미노산 555-874에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y678
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스 팩