

Anti-Copg2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

품목 번호: CM0016527

소개

골지체 소포 수송에 관여하는 코트로미어 서브유닛인 COPG2(감마-2-COP)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA로 검증됨. 역행 수송 및 막 트래피킹 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COPG2 Rabbit pAb
비고/별칭	2-COP; 감마-2-COP; COPG2
종	인간
GeneID (Human)	26958
GeneID	26958
면역원	인간 COPG2 (NP_036265.3)의 아미노산 542-871 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBF2
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백