

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Cops2 다클론 항체 - P61201

품목 번호: CM0027662



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 COPS2(COP9 시그날로솜 서브유닛 2)에 대한 토끼 다클론 항체. 유비퀴틴 매개 단백질 분해의 핵심 조절인자인 인간, 마우스, 래트 COPS2를 검출합니다. 암 및 신경 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COPS2 토끼 pAb
비고/별칭	CSN2; SGN2; ALIEN; TRIP15; COPS2
종	인간
유전자 ID (인간)	9318
유전자 ID	9318
면역원	인간 COPS2 (NP_004227.1)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61201
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백