

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cops3 다클론 항체 - Q9Uns2

품목 번호: CM0030559



소개

유비퀴틴 의존적 분해를 조절하는 COP9 시그널로좀 서브유닛인 인간 COPS3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성을 가집니다. 시그널로좀 및 켈린-RING 리가아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COPS3 토끼 pAb
비고/별칭	CSN3; SGN3; COPS3
종	인간
GeneID (인간)	8533
GeneID	8533
면역원	인간 COPS3 (NP_003644.2)의 아미노산 194-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UNS2
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스 팩