

Anti-Cops3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

품목 번호: CM0002684



소개

인간 COPS3 (COP9 시그널로솜 복합체 서브유닛 3)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 경로 및 시그널로솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COPS3 Rabbit mAb
비고/별칭	CSN3; SGN3; COPS3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8533
GeneID	8533
면역원	인간 COPS3 (Q9UNS2)의 아미노산 320-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UNS2
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백