

Wb, If/Icc, Elisa용 항Cops6 토끼 다클론 항체 - Q7L5N1

품목 번호: CM0029756



소개

사람, 마우스, 래트에 대한 WB, IF/ICC, ELISA용 COPS6 토끼 다클론 항체; 36kDa COP9 시그날로좀 서브유닛 6. 유비퀴틴 경로, 시그날로좀 및 데네딜화 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

사양	값
제품명	COPS6 토끼 pAb
비고/별칭	CSN6; MOV34-34KD; COPS6
종	사람
유전자ID (사람)	10980
유전자ID	10980
면역원	사람 COPS6 (NP_006824.2)의 아미노산 58-327을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q7L5N1
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백