

Wb, Elisa용 항Cops7A 토끼 다클론 항체 - Q9Ubw8

품목 번호: CM0025615



소개

인간 COPS7A(CSN7a)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트에 교차 반응성이 있습니다. COP9 시그날로솜, 유비퀴틴 경로 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	COPS7A 토끼 pAb
비고/별칭	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
종	인간
유전자 ID (인간)	50813
유전자 ID	50813
면역원	인간 COPS7A (NP_057403.1)의 아미노산 1-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBW8
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩