


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cops8 다클론 항체 - Q99627

품목 번호: CM0015522



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 COPS8 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드의 COPS8을 검출합니다. 유비퀴틴 경로 연구를 위해 COP9 시그널로솜 소단위체 8을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COPS8 토끼 pAb
비고/별칭	COP9; CSN8; SGN8; COPS8
종	사람
GeneID (사람)	10920
GeneID	10920
면역원	재조합 단백질 사람 COPS8(NP_006701.1)의 아미노산 1-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q99627
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩