

Wb 및 Elisa용 항-Coq10B 토끼 다클론 항체 - Q9H8M1

품목 번호: CM0014635

소개

인체 COQ10B(Coenzyme Q-binding protein COQ10 homolog B, mitochondrial)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COQ10B 토끼 pAb
비고/별칭	COQ10B
종	인체
GeneID	80219
면역원	인체 COQ10B(NP_079423.1)의 아미노산 38-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q9H8M1
단백질 무게	27kDa
배송	아이스팩