

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Coq3 토끼 다클로날 항체 - Q9Nzj6

품목 번호: CM0029810

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-COQ3 토끼 다클로날 항체입니다. 미토콘드리아 유비퀴논 생합성 O-메틸트랜스퍼라제를 타겟으로 합니다. 사람, 쥐, 그리고 랫트 COQ3와 교차 반응합니다. 유비퀴논 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COQ3 Rabbit pAb
비고/별칭	DHHBMT; bA9819.1; DHHBMTASE; UG0215E05; COQ3
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	51805
면역원	재조합 단백질; 사람 COQ3 (NP_059117.3)의 아미노산 50-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NZJ6
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)