


Wb 및 Elisa용 Anti-Coq7 Rabbit Polyclonal Antibody - Q99807

품목 번호: CM0027974



소개

인간 COQ7(NADPH-의존성 3-디메톡시유비퀴논 3-하이드록실라제)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴논 생합성 및 미토콘드리아 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COQ7 Rabbit pAb
비고/별칭	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
종	인간
유전자 ID	10229
면역원	인간 COQ7 (NP_057222.2)의 아미노산 37-217 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99807
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백