

Wb 및 Elisa용 Anti-Cor28 다클론 항체 - Q8L983

품목 번호: CM0021097

소개

Western blot 및 ELISA용 애기장대(Arabidopsis thaliana) COR28에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 식물 연구에서 생체시계 및 저온 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COR28 토끼 pAb
비고/별칭	F17I5.170; F17I5_170; COR28
종	Arabidopsis thaliana
GeneID	829544
면역원	재조합 단백질 Arabidopsis thaliana COR28의 아미노산 50~170번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_567946.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8L983
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백