

Wb, Elisa용 Anti-Corin 폴리클로날 항체 - Q9Y5Q5

품목 번호: CM0018035

소개

인간 CORIN에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 재조합 면역원 (aa 1-110). 심혈관 및 나트륨이노펩타이드 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CORIN Rabbit pAb
비고/별칭	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10699
유전자 ID	10699
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CORIN (NP_006578.2)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y5Q5
단백질 분자량	116kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)