

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Coro1A 토끼 다클로날 항체 - P31146

품목 번호: CM0026223

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해
검증된 CORO1A 토끼 다클로날 항체입니다.
포자체(phagosome) 성숙 및 세포 이동성에 관여하는 51
kDa 액틴 결합 단백질인 인간, 마우스 및 랫트 코로닌-
1A(Coronin-1A)를 검출합니다. 면역학 및 감염 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CORO1A Rabbit pAb
비고/별칭	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11151
유전자 ID	11151
항원(Immunogen)	인간 CORO1A (NP_001180262.1)의 아미노산 362-461에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P31146
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)