


Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cortactin Rabbit Monoclonal Antibody - Q14247

품목 번호: CM0008820



소개

인간 Cortactin (CTTN/EMS1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 액틴 세포골격 및 세포 이동 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cortactin Rabbit mAb
비고/별칭	EMS1; Cortactin
종	인간
GeneID (Human)	2017
GeneID	2017
면역원	인간 Cortactin (Q14247)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14247
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백