


Wb, Ihc-P, Elisa용 항코르타틴 토끼 폴리클로날 항체 - Q14247

품목 번호: CM0017992



소개

코르타틴 토끼 폴리클로날 항체는 WB, IHC-P 및 ELISA를 통해 인간, 마우스 및 랫 샘플에서 내인성 코르타틴(aa 1-200)을 검출합니다. 액틴 역학, 세포 이동 및 종양 침습성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	코르타틴 토끼 pAb
비고/별칭	EMSI; 코르타틴
종	인간
유전자 ID (인간)	2017
유전자 ID	2017
면역원	인간 코르타틴(NP_612632.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	Q14247
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백