


Anti-Cotl1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q14019

품목 번호: CM0029944



소개

코악토신 유사 단백질(COTL1/CLP)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 16 kDa 액틴 결합 및 5LO 샤페론 단백질을 표적으로 하며, 세포골격 및 류코트리엔 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COTL1 토끼 pAb
비고/별칭	CLP; COTL1
종	인간
유전자 ID	23406
면역원	인간 COTL1 (NP_066972.1)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14019
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스팩