


Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cox Iv 토끼 단일클론 항체 - P13073

품목 번호: CM0004668



소개

COX IV (COX4I1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IP, 면역형광법, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 미토콘드리아 호흡 및 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] COX IV 토끼 mAb
비고/별칭	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
종	인간
유전자 ID (인간)	1327
유전자 ID	1327
면역원	재조합 단백질 인간 COX IV의 아미노산 23-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001852.1)
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P13073
단백질 분자량	20 kDa
배송	아이스백