


Anti-Cox Iv 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - P19783

품목 번호: CM0029255



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증된 COX IV(시토크롬 c 산화효소 서브유닛 4 아이소폼 1)를 표적으로 하는 고평가성 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 호흡 및 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COX IV 토끼 pAb
비고/별칭	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	1327
유전자 ID	12857
면역원	마우스 COX IV (NP_001280488.1)의 아미노산 23-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19783
단백질 분자량	20 kDa
배송 방식	아이스 팩