


웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 Anti-Cox1 Rabbit Monoclonal Antibody - P00397

품목 번호: CM0007070



소개

사이토크롬 c 산화효소 소단위체 1(COX1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯팅, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 기능 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COX1 Rabbit mAb
비고/별칭	CoxI; COX1
종	마우스
유전자 ID (마우스)	17708
면역원	인간 COX1 (NP_904330.1)의 아미노산 414-514에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00397
단백질 분자량	57 kDa
배송	아이스팩