

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cox15 폴리클론 항체 - Q7Kzn9

품목 번호: CM0014705

소개

인간 COX15를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 험 A 생합성, 미토콘드리아 기능 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COX15 Rabbit pAb
비고/별칭	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
종	인간
GeneID (인간)	1355
GeneID	1355
면역원	인간 COX15 (NP_510870.1)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7KZN9
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩