

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cox1/Ptgs1 폴리클로날 항체 - P23219

품목 번호: CM0029922



소개

COX1/PTGS1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 염증 및 프로스타글란딘 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX1/PTGS1 Rabbit pAb
비고/별칭	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5742
GeneID	5742
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P23219
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백