

Wb, Elisa용 항Cox1/Ptgs1 토끼 단클론 항체 - P23219

품목 번호: CM0005166



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증된 COX1/PTGS1 토끼 단클론 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 프로스타글란딘 생합성, 염증 반응 및 혈소판 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX1/PTGS1 토끼 mAb
비고/별칭	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
종	인간
유전자 ID (인간)	5742
유전자 ID	5742
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P23219
단백질 분자량	69 kDa
배송 방식	아이스백