


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cox2/Ptgs2 다클론 항체 - P35354

품목 번호: CM0017522



소개

인간 COX2/PTGS2(아미노산 375-604)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 염증, 프로스타글란딘 생합성 및 관련 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-COX2/PTGS2 다클론 항체
비고/별칭	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
종	인간
GeneID (인간)	5743
GeneID	5743
면역원	COX2/PTGS2(NP_000954.1)의 아미노산 375-604에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35354
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩