


Wb용 항Cox2/Ptgs2 토끼 단일클론 항체 - P35354

품목 번호: CM0005173



소개

인간 COX2/PTGS2에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 염증, 암 및 프로스타글란딘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COX2/PTGS2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
종	인간
유전자 ID (인간)	5743
유전자 ID	5743
면역원	합성 펩타이드 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35354
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스팩