

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cox2/Ptgs2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q05769

품목 번호: CM0024999



소개

마우스 COX2/PTGS2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 프로스타글란딘 생합성, 염증 및 해소 경로 연구에 적합. 면역원: 아미노산 101-210 내 합성 펩타이드.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	COX2/PTGS2 Rabbit pAb
비고/별칭	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pgbs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
종	마우스
GeneID (인간)	5743
GeneID	19225
면역원	마우스 COX2/PTGS2 (NP_035328.2)의 아미노산 101-210 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q05769
단백질 분자량	69 kDa
배송	아이스백