


Wb, Ihc-P, If, Elisa용 Anti-Cox5A 단일클론 항체 (Kd 검증됨) - P20674

품목 번호: CM0010766



소개

인간 COX5A(미토콘드리아 사이토크롬 c 산화효소 소단위)를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] COX5A Rabbit mAb
비고/별칭	VA; COX; COX-VA; MC4DN20
종	인간
GeneID (인간)	9377
GeneID	9377
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P20674
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩